



INSTRUMENTENTYP

SHIMADZU TOC-L COMBUSTION

LISTE

PREISLISTE

SEITE

1/3

Reagenzien

Salzsäure etwa 2 mol/l - etwa 2 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur TOC-Bestimmung		Achtung 	12494.1000 12494.3000	0,25 l 1,0 l	Pfl Sfl	42,95 110,00	35,50 91,50	
Lagerklasse	10 - 13	Haltbarkeit	156 Wochen					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

Salzsäure etwa 1 mol/l - etwa 1 N Lösung		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
		Achtung 	22836.1000 22836.3000	0,25 l 1,0 l	Pfl Sfl	42,95 110,00	35,50 91,50	
Lagerklasse	10 - 13	Haltbarkeit	156 Wochen					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1789					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290							
P-Sätze	P234-P390-P406							

o-Phosphorsäure 25 %		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse für die automatische TOC-Bestimmung		Gefahr 	12495.1000	0,25 l	Pfl	84,25	69,95	
Lagerklasse	8 B	Haltbarkeit	104 Wochen					
ADR/RID	8	UN-Nummer	1805					
Verpackungsgruppe	III	WGK	1					
H-Sätze	H290-H314							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310a-P405-P501a							

Schwefelsäure 24%		Gefahrenklasse	Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Analyse zur TOC-Bestimmung		Gefahr 	29357.3000	1,0 l	Sfl	156,00	129,50	
Lagerklasse	8 B	Haltbarkeit	104 Wochen					
ADR/RID	8	UN-Nummer	2796					
Verpackungsgruppe	II	WGK	1					
H-Sätze	H314-H290							
P-Sätze	P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310a-P405-P501a							

Standardlösungen für TC oder NPOC

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 1000 mg C / l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
2,125 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		01282.3000	1,0 l	Sfl	79,75	66,25	
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	26 Wochen				

Beachten Sie bitte: Richten Sie Ihre Bestellung bitte an die Bernd Kraft GmbH. Kontaktdaten siehe unten. Unterhalb eines Bestellwertes von 50,- € berechnen wir innerhalb Deutschlands 25,- € für Frachtkosten. Die genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und behalten bis auf Widerruf Ihre Gültigkeit. Preisänderungen behalten wir uns vor.



INSTRUMENTENTYP

SHIMADZU TOC-L COMBUSTION

LISTE

PREISLISTE

SEITE

2/3

Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 500 mg TOC /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
1,063 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC-Bestimmung		01783.3000	1,0 l	Sfl	65,75	54,50	
							
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	12 Wochen				
Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 250 mg TOC /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,531 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC-Bestimmung		01781.3000	1,0 l	Sfl	65,75	54,50	
							
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	12 Wochen				
Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 100 mg C /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,213 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC- und DOC-Bestimmung gemäß EN 1484:1997, DEV H3		01719.3000	1,0 l	Sfl	79,75	66,25	
							
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	12 Wochen				
Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 20 mg TOC /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,043 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC-Bestimmung		01794.3000	1,0 l	Sfl	65,75	54,50	
							
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	4 Wochen				
Kaliumhydrogenphthalat-Standardlösung 10 mg TOC /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
0,021 g C ₈ H ₅ KO ₄ /l in Wasser zur TOC-Bestimmung		01722.3000	1,0 l	Sfl	79,75	66,25	
							
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	12 Wochen				

Standardlösungen für TIC

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 1000 mg C /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur Bestimmung von anorganischem Kohlenstoff (TIC) gemäß DIN EN 1484:1997, DEV H3		01285.3000	1,0 l	Sfl	53,50	44,50	
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	4 Wochen				
Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 100 mg TIC /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur TIC-Bestimmung		01788.3000	1,0 l	Sfl	50,75	41,95	
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	2 Wochen				
Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 50 mg TIC /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur TIC-Bestimmung		01789.3000	1,0 l	Sfl	50,75	41,95	
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	2 Wochen				
Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 20 mg TIC /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur TIC-Bestimmung		01785.3000	1,0 l	Sfl	50,75	41,95	
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	2 Wochen				

Beachten Sie bitte: Richten Sie Ihre Bestellung bitte an die Bernd Kraft GmbH. Kontaktdaten siehe unten. Unterhalb eines Bestellwertes von 50,- € berechnen wir innerhalb Deutschlands 25,- € für Frachtkosten. Die genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und behalten bis auf Widerruf Ihre Gültigkeit. Preisänderungen behalten wir uns vor.



INSTRUMENTENTYP

SHIMADZU TOC-L COMBUSTION

LISTE

PREISLISTE

SEITE

3/3

Natriumcarbonat-/Hydrogencarbonat-Standard 10 mg TIC /l		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
zur TIC-Bestimmung		01791.3000	1,0 l	Sfl	50,75	41,95	
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	1 Woche				

Standardlösungen für TN

Standardlösung TN 1000 mg/l (Ammoniumsulfat/Kaliumnitrat)		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
		16040.3000	1,0 l	Sfl	50,00		
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	4 Wochen				

Standardlösung TN 100 mg/l (Ammoniumsulfat/Kaliumnitrat)		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
		16041.3000	1,0 l	Sfl	50,00		
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	4 Wochen				

Standardlösung TN 20 mg/l (Ammoniumsulfat/Kaliumnitrat)		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
		16042.3000	1,0 l	Sfl	50,00		
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	4 Wochen				

SST Kit

System Suitability Set		Artikel-Nr.	VP	VG	1x EUR	4x EUR	12x EUR
SST-Set für TOC-Analysatoren mit IR-Detektion gemäß Ph. Eur., Kapitel 2.2.44		12200.0900	3 x 40 ml	glv	269,25	223,75	
Lagerklasse	10-13	Haltbarkeit	4 Wochen				
WGK	1						

Beachten Sie bitte: Richten Sie Ihre Bestellung bitte an die Bernd Kraft GmbH. Kontaktdaten siehe unten.
Unterhalb eines Bestellwertes von 50,- € berechnen wir innerhalb Deutschlands 25,- € für Frachtkosten.
Die genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und behalten bis auf Widerruf Ihre Gültigkeit. Preisänderungen behalten wir uns vor.